

wardoo 
aspíliga

T E C H 4 H U M A N S

Nuestro producto

Hemos desarrollado un sistema que, a través de la combinación de hardware (En este caso, dispositivo en forma de pulsera o colgante) y software (App, dashboard...), es capaz de notificar a una persona que ha tenido contacto con un caso diagnosticado de **COVID 19** para que este pueda iniciar una cuarentena preventiva.



Ruta de usuario

UN DÍA EN EL CUARTEL

01

Llegando al cuartel

Manuel regresa al cuartel tras unos días de permiso. Le han entregado un dispositivo Wardoo que debe llevar en la muñeca a partir de ahora para acceder al cuartel y mientras permanezca en él.



02

En la entrada

Accede al interior del cuartel pasando por la zona de control, donde la baliza registra su entrada. Dicha baliza registrará posteriormente las colisiones que detecte el dispositivo Wardoo a lo largo del día.

Cada dispositivo se da de alta en el sistema utilizando el QR que lleva sobreimpreso en la parte de detrás. Una vez dado de alta, la lectura del dispositivo se hace automáticamente cada vez que Manuel pase por la baliza.





03

Comienzan las actividades

Antes de comenzar, Manuel desayuna en la cafetería. El dispositivo registrará los ID's de los compañeros que invadan su zona de seguridad.



04

A la hora de comer

Manuel se dirige al comedor en el horario que tiene asignado. Durante este tiempo, se encuentra con varios compañeros y charla con ellos.



Un compañero, se sitúa muy cerca de él invadiendo la distancia de seguridad. Sus dispositivos vibrarán y emitirán un sonido y guardarán el contacto para su posterior trazabilidad.



ID001



ID002 DIA 1 10:45

ID005 DÍA 1: 12:50

ID006 DÍA 1: 12:50

ID008 DÍA 1: 13:00


ID114 DÍA 1: 13:15

05

Al final del día

Antes de abandonar el cuartel, pasará de nuevo por el centro de control donde el dispositivo descargará de forma automática los datos de todas las colisiones que ha tenido durante la jornada para poder marcar una trazabilidad en caso de contagio.

Los datos se descargarán a través de una baliza.



CUARENTENA PREVENTIVA:

ID002 DÍA 1

ID005 DÍA 5

ID002 DÍA 1

ID005 DÍA 5

06

El compañero que invadió la zona de seguridad de Manuel tiene **COVID 19**. El personal del cuartel saca de forma instantánea los datos de las personas que estuvieron en contacto con el contagiado en los últimos días, para poder aislarles de forma preventiva en una fase temprana.

Los datos en el cloud

Arquitectura





aspíliga

info@aspiliga.com

www.aspiliga.com

México Tel. +51 5591835216

España Tel. +34 607 66 77 97